

Name: _____

HK B.3 – Klienten bei der Ausscheidung unterstützen

→ Einlegen und entfernen von transurethralen Blasenkathetern

Ziele des ÜK

Der / die Lernende

- ✚ Kennt Katheterarten, die dazu verwendeten Materialien und die Verweildauer der einzelnen Katheterarten
- ✚ Zählt Indikationen sowie Kontraindikationen für Einmalkatheter und Dauerkatheter auf
- ✚ Nennt Gefahren und Komplikationen beim Einlegen und Entfernen des Blasenkatheters, sowie bei einem liegenden DK
- ✚ Kennt die Prinzipien der Pflege von Patienten mit Blasenkatheter und begründet sie anhand Sicherheit – Wirksamkeit – Wohlbefinden - Wirtschaftlichkeit
- ✚ Übt das Einlegen und Entfernen eines Blasenkatheters bei der Frau, beim Mann am Modell

Zur Vorbereitung auf den ÜK:

- Lesen Sie im Lehrmittel BAND 2: **Handlungskompetenz B.3**
 - **Seiten 160 - 165** **2.3** – Anatomie / Physiologie des Harnsystems

Die Seitenangaben beziehen sich auf die 2. Auflage des Lehrmittels

→ Es wird vorausgesetzt, dass Sie auf diese Weise vorbereitet in den ÜK kommen und das Lernzielblatt mit in den Unterricht bringen.

Themenschwerpunkte:

1. Kurze Repetition der Anatomie des Harnsystems

→ insbesondere der Blase und Harnröhre bei Mann und Frau

2. Transurethrale Blasenkatheter

- Katheterarten, und -größen
- Materialien
- Verweildauer je nach Art und Material

3. Transurethrale Blasenkatheter legen & entfernen

- Indikationen und Kontraindikationen
- Mgl. Komplikationen beim Einlegen, Entfernen und bei liegendem Katheter
- Pflegerische Schwerpunkte und Prinzipien
 - beim DK legen
 - bei liegendem DK

Selbsteinschätzung:

Punkt 1 habe ich verstanden:

Ja ☐ teilweise ☐ Nein ☐

Punkt 2 habe ich verstanden:

Ja ☐ teilweise ☐ Nein ☐

Punkt 3 habe ich verstanden:

Ja ☐ teilweise ☐ Nein ☐

Notizen:

<p>Praktisches Üben: Einlegen und Entfernen von transurethralen Blasenkathetern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereitstellen des benötigten Materials und Vorbereitung des Klienten / der Klientin ○ Korrektes Anziehen steriler Handschuhe ○ Einlegen des transurethralen Blasenkatheter (Einmalkatheter und Ballonkatheter) unter Einhaltung der hygienischen Richtlinien am Modell (mit Assistenzperson) <ul style="list-style-type: none"> • beim Mann • bei der Frau ○ Entfernen des Blasenkatheters (Einmalkatheter und Ballonkatheter) ○ Testen des Materials (wieviel hält ein Ballonkatheter aus?) 	<p>Selbsteinschätzung:</p> <p>Den Handlungsablauf habe ich verstanden und traue mir zu, diesen auch im Betrieb korrekt durchzuführen</p> <p><input type="checkbox"/> vollständig</p> <p><input type="checkbox"/> teilweise – was ja und was noch nicht?</p> <p><input type="checkbox"/> noch nicht</p> <p>Das möchte ich im Betrieb gezielt nochmals mit der Berufsbildnerin anschauen und üben:</p>
---	---

Notizen: